



Eighteeth

ПРАЙС ЛИСТ



Eighteeth Russia - официальный представитель Eighteeth в России

Eighteeth - ведущий производитель эндодонтического оборудования. Компания была основана в 2016 году на базе Changzhou Sifary Technology Co и занимается производством всего, что необходимо иметь врачу для качественного эндодонтического приёма.



**7**УСПЕШНЫХ ЛЕТ
ПРОИЗВОДСТВА**157**КОНГРЕССОВ
И ВЫСТАВОК**14**ПРОДУКТОВЫХ
ЛИНЕЕК**129**СТРАН
ИМПОРТЕРОВ



Приборы для ЭНДОДОНТИИ

Всё, что необходимо врачу для качественного
эндодонтического приёма



ПРИБОР	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	ЛАМПА CURING PEN Беспроводная полимеризационная лампа повышенной мощности. 2300 мВт, 4 диода, кариес-детектор.	25 000 Р
	ЭНДОМОТОР E-CONNECT Беспроводной эндомотор. Бесшумный, мощный, 1000 об./мин., реципрокальное вращение. Совместим с апекс локатором E-PEX.	40 000 Р
	ЭНДОМОТОР E-VALUE Беспроводной эндомотор. Бесшумный, мощный, цветной дисплей, увеличенная батарея, 1000 об./мин., реципрокальное вращение, адаптивный торк контроль.	50 000 Р
	ЭНДОМОТОР E-CONNECT S Флагманский мотор компании Eighteeth со встроенным апекслокатором. Бесшумный, мощный, 1000 об./мин., реципрокальное вращение, адаптивный торк контроль.	75 000 Р
	АПЕКС ЛОКАТОР E-PEX Высокая точность в мокрых и сухих каналах. Большой и удобный 3,5 дюймовый дисплей. Автоматическая калибровка. Совместим с эндомотором E-connect.	20 000 Р
	АКТИВАТОР ULTRA-X Легкий и эргономичный ультразвуковой активатор. Насадки для разных клинических случаев (3 шт. в комплекте), два уровня мощности.	30 000 Р
	ВИЗИОГРАФ NANOPIX1 Интраоральный визиограф с технологией автоматического обнаружения экспозиции. Размер: 25,4 x 36,8.	107 000 Р
	ВИЗИОГРАФ NANOPIX2 Интраоральный визиограф большего размера: 30,4 x 41,9 Супертонкий датчик - 4.4 мм, Технология матрицы APS CMOS.	118 000 Р

ПРИБОР	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	РЕНТГЕН HYPERLIGHT Портативный рентген высокого разрешения. Фокальное пятно: 0.4 мм. Время экспозиции: 0.02-2 с.	150 000 Р
	СКАНЕР HELIOS 600 Один из самых точных сканеров на рынке. Компактный, легкий, быстрый, не требует калибровки.	700 000 Р



Биноккулярные лупы


Биноккулярные лупы серии Eighteeth Brilliance подойдут стоматологам и гигиенистам благодаря своему увеличению 3.0x и малому весу.

ОПТИКА	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	ЛУПА BRILLIANCE Флип-Ап, лёгкие, прочные с апохроматическими линзами SCHOTT. Асинхронная регулировка межзрачкового расстояния. Фокусное расстояние 400 и 450 мм, 3x кратное увеличение, крепления на 2x или 3x шарнирах.	45 000 Р
	СВЕТ SOFTOUCH Освещение высшего уровня - настоящие оттенки света и мощность до 35 000 люкс с защитой от короткого замыкания и временем работы до 11 часов. Диапазон температуры света - от 3000 до 7000К.	45 000 Р



Холодные плаггеры






Один конец из NiTi, второй конец из стали с большим размером. Цвета по ISO. Идеально подходят для пломбирования каналов.

ИНСТРУМЕНТЫ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	РУЧНОЙ ПЛАГГЕР EIGHTEETH Калиброванные холодные плаггеры различных размеров: 35\70, 40\80, 50\100, 60\120	3 000 Р



Файлы с памятью формы

Новый стандарт эффективности – сплав Heat Treat, увеличенная гибкость, повышенная устойчивость к циклической усталости, неагрессивный кончик, укороченный хвостовик – файлы, идеальные для эндодонтии.

ИНСТРУМЕНТЫ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	E-FLEX GOLD Универсальные файлы для самых разных нужд.	1 800 Р
	E-FLEX BLUE Сверхгибкие файлы для искривленных каналов. Рекомендуются для первичного лечения.	2 200 Р
	E-FLEX S SX, S1, S2, F1, F2, F3. Для приверженцев классической техники работы	2 400 Р
	E-FLEX ONE Агрессивный файл с высокой устойчивостью на излом S-образное сечение с двумя режущими гранями.	2 500 Р
	E-FLEX MINI Укороченный файл для детских зубов, а также тех случаев, когда пациент не способен широко открыть полость рта.	2 500 Р
	E-FLEX REC Специальные файлы для работы с реципроком.	2 500 Р
	E-FLEX RT Для распломбировки/перелечивания каналов. Увеличенная конусность (07/08/09), ромбовидное сечение, более агрессивные файлы.	2 500 Р